

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Vloeibare zeepdispenser 700 ml met peddel, wit & grijs ABS
Referentie	878130

De pluspunten

- + **Hygienic: integrated pallet avoiding contacts.**
- + **With a water flow reducer.**
- + **Keylock.**
- + **Soap level view.**

Beschrijving



Compatible with hydroalcoholic gels.

Soaps level visualization.

ABS

With key lock. Supplied with 1 key, wall fixings and setting diagram. 6 fixing holes.

CAUTION: Incompatible with microbead soap.

The use of the PELLET liquid soap ref.870510 is recommended or PELLET Hydroalcoholic gel ref.870509 Perfectly suited for the use in Institutions, medical offices, hospitals and all public places in general for intensive use.

Also available in disinfection station, ref. 878131.

Technische kenmerken

Kleur	Wit & Grijs
Afmetingen	110 x 206 x 106 mm
Vermogen	700 ml
Materiaal	ABS
Brutogewicht	0.900 kg
Verpakking	Neutrale doos + etiket
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	1 jaar

Nettogewicht	0.900 kg
Gencod	3563398781304
Douanecode	3922900000
Infoblad	Infoblad niet beschikbaar

Ondehoud en installatie gids

De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik, zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024